

## Buffer SDS (20%, W/V) DNase/RNase Free

### 产品介绍

本产品是采用超纯级的十二烷基硫酸钠配制的，无 DNase/RNase。本产品可以用于 Northern 印迹杂交、Southern 印迹杂交、以及各种消化液，以及缓冲液的配制，并且在实验室中有许多其他用途。

### 配方方法

配方：20% SDS (W/V)

经超纯水，加入超纯的十二烷基硫酸钠，搅拌后定容，过滤杂质分装。

### 产品规格

货号	产品描述	规格
C462	Buffer SDS (20% W/V) (无核酸酶)	100 ml

### 产品参数

应用作用	Northern/Southern 杂交、电泳、作为母液配制消化液和缓冲液
外形	聚丙烯塑料瓶
组份	20% SDS (0.694M)
体积	100 ml
DNase	无检出
RNase	无检出
灭菌	无
保存条件	常温保存，低温保存后结晶。结晶物室温或加热溶解过程要颠倒混匀，以防形成难溶的胶状物。
有效期	为防止使用过程中微生物滋长，最好保存于 2-8 度，有效期为 1 年
杂质	超纯水